


Hur mäter jag rätt?

BARNKNÄ

Vid mätning se till att knäet är lätt böjt (ca 30° flexion), mät omkretsen (cm) runt benet ovan och nedan patella.

Art. nr		S	M	L
7150	A	24-29	27-32	30-35
	B	20-25	23-28	26-31




Hur mäter jag rätt?

KNÄ

Vid mätning se till att knäet är lätt böjt (ca 30° flexion), utgå från centrala delen av patella och mät omkretsen (cm) runt benet 15 cm nedan patella.

Art. nr	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
8385	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51
8386	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51
8387	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51




Hur mäter jag rätt?

KNÄ

Vid mätning se till att knäet är lätt böjt (ca 30° flexion), utgå från centrala delen av patella och mät omkretsen (cm) runt knäleden.

Art. nr	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2041	30	32,5	35,5	38,5	41,5	45	48
7151	28-30	30-33	33-36	36-39	39-42	42-45	
7154	28-30	30-33	33-36	36-39	39-42	42-45	
7159	28-30	30-33	33-36	36-39	39-42	42-45	
8156	28-30	30-33	33-36	36-39	39-42	42-45	
8255		30-33	33-36	36-39	39-42	42-45	



Hur mäter jag rätt?

KNÄ

Vid mätning se till att knäet är lätt böjt (ca 30° flexion), utgå från centrala delen av patella och mät omkretsen (cm) runt benet 15 cm ovan och 15 cm nedan patella.

Art. nr

8353, 8354, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8361, 8362, 8364, 8367, 8368

Storlek	15 cm nedan patella	15 cm ovan patella
XXS	29-32	36-40
XS	32-35	40-44
S	35-38	44-48
M	38-41	48-52
L	41-44	52-56
XL	44-48	56-61
XXL	48-51	61-67