

Brukarinformation: Ortos

Datum:

Personnummer:

Ordernummer:

Namn:

Syfte/målsättning:

Ortosen skall stabilisera led och/eller kroppsdel och förhindra onormal rörelse under behandlingstiden.

Användning:

- Pat får inte belasta kroppsdelen
- Patienten får belasta
- Ortosen skall användas nattetid
- Ortosen behöver ej användas nattetid
- Ortosen får tas av för luftning och skötsel av kroppsdelen
- Strumpa/linne ska användas under ortosen
- Ortosen ska användas direkt mot huden

Begränsningar och varningar:

Ortosen kan medföra risk för skav och trycksår, speciellt då den är ny. Vid tryckmärken och andra obehag ska man kontakta den ortopedtekniska avdelningen.

Skötsel och underhåll:

Ortosen kan torkas av med en mild tvällösning och lufttorka. Den får inte torkas i torkskåp eller med varmluftsfn efter som plasten då kan förändras.

Skydda huden genom att alltid använda en ren strumpa under ortosen.

Kontakt:

Skaraborgs Ortopedservice AB

Skaraborgs sjukhus Skövde

54185 Skövde

0500 431580

E-mail: sosab@ortopedservice.se